



Produktdatenblatt REF 224.73.73

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	224.73.73	Gorney Schere geb23cm MC	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38727	GTIN	04046826174972
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Gewicht (kg)	0,060	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	23cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Aluminium Nitrit und Teile sind vergoldet
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube Sonstiges	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		