



## Produktdatenblatt REF 23.25.05

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                                     |                         |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 23.25.05         | Langenbeck Kocher Wundh20x30mm 21cm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                            | 90189084                |
| GMDN Code        | 45918            | GTIN                                | 04046826030650          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                          | 15-242                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                        | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg)     | 0,073            | Gebrauchsanweisung                  | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung              | MPK12-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |              |              |  |
|------|--------------|--------------|--|
| Maße | 20x30mm 21cm | Beschichtung |  |
|------|--------------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |