






Produktdatenblatt REF 23.54.31

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	23.54.31	Doyen Wundh/Spek35x55mm 24cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826031435
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,180	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	35x55mm 24cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4301 (X5CrNi18-10)		