



Produktdatenblatt REF 23.55.32

03.06.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	23.55.32	Doyen Wundh/Spek35x85mm 24cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826031565
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,197	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK24-1



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)
----------------	---

Hauptbild

Detailbild



Maße	35x85mm 24cm	Beschichtung	
------	--------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)