





Produktdatenblatt REF 24.03.07

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Artikel | 24.03.07 | Epikardial Spreizer 3x3Z scharf5cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 45182 | GTIN | 04046826032272 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,010 | Gebrauchsanweisung | |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 5cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |