



## Produktdatenblatt REF 24.09.10

25.08.2026

| Allgemeine Daten                                                                              |                                                                                                                                                     |                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Artikel                                                                                       | 24.09.10                                                                                                                                            | Wundspr 4x4Z st10cm    |                    |
| VK-Einheit                                                                                    | Stück                                                                                                                                               | Zoll Nr.               | 90189084           |
| GMDN Code                                                                                     | 45182                                                                                                                                               | GTIN                   | 04046826032432     |
| Risikoklasse                                                                                  | 2a (EU MDD)                                                                                                                                         | UMDNS-Code             | 13-390             |
| Klassifizierung                                                                               | 7 (EU MDD)                                                                                                                                          | Basis UDI-DI           | 4046826;A002;03;P6 |
| Gewicht (kg)                                                                                  | 0,015                                                                                                                                               | Gebrauchsanweisung     |                    |
| Latex frei                                                                                    | nicht zutreffend                                                                                                                                    | Aufbereitungsanweisung | MPK01              |
| <div></div>  |                                                                                                                                                     |                        |                    |
| Medicon Medien                                                                                | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie ) |                        |                    |
| Hauptbild                                                                                     |                                                                                                                                                     | Detailbild             |                    |
| <div></div> |                                                                                                                                                     |                        |                    |
| Maße                                                                                          | 10cm                                                                                                                                                | Beschichtung           |                    |
| Lagerungsbedingungen                                                                          |                                                                                                                                                     |                        |                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                            |                                                                                                                                                     |                        |                    |
| Werkstoffe                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |                    |
|                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                                                                                                     |                        |                    |
| Hauptteil                                                                                     | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                    |                        |                    |
| Schraube                                                                                      | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                |                        |                    |
| Sonstiges                                                                                     | 1.4104 (X14CrMoS17)                                                                                                                                 |                        |                    |