



Produktdatenblatt REF 24.23.02

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	24.23.02	Funk Gewebespreizer rechts90mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826457129
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
			
Medicon Medien	453.08.00 (PRESTO Broschüre)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	90mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		