



Produktdatenblatt REF 24.26.06

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	24.26.06	Wigand retr 10.5cm rt 3 pins lf 3t	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45182	GTIN	04046826409791
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Gewicht (kg)	0,044	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	10.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		