



## Produktdatenblatt REF 24.40.14

03.06.2026

| Allgemeine Daten                                                                              |                                             |                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Artikel                                                                                       | 24.40.14                                    | Gelpi Baby Wundspr14cm |                    |
| VK-Einheit                                                                                    | Stück                                       | Zoll Nr.               | 90189084           |
| GMDN Code                                                                                     | 45182                                       | GTIN                   | 04046826033170     |
| Risikoklasse                                                                                  | 2a (EU MDD)                                 | UMDNS-Code             | 13-390             |
| Klassifizierung                                                                               | 7 (EU MDD)                                  | Basis UDI-DI           | 4046826;A002;03;P6 |
| Gewicht (kg)                                                                                  | 0,085                                       | Gebrauchsanweisung     |                    |
| Latex frei                                                                                    | nicht zutreffend                            | Aufbereitungsanweisung | MPK03              |
| <div></div>  |                                             |                        |                    |
| Medicon Medien                                                                                | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) |                        |                    |
| Hauptbild                                                                                     |                                             | Detailbild             |                    |
| <div></div> |                                             |                        |                    |
| Maße                                                                                          | 14cm                                        | Beschichtung           |                    |
| Lagerungsbedingungen                                                                          |                                             |                        |                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                            |                                             |                        |                    |
| Werkstoffe                                                                                    |                                             |                        |                    |
|                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)             |                        |                    |
| Hauptteil<br>Schraube                                                                         | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)    |                        |                    |