



## Produktdatenblatt REF 240.25.20

03.06.2026

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                          | 240.25.20                                                                                                                              | Lister Verbandsschere 20cm SC |                                                                                                    |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                       | Stück                                                                                                                                  | Zoll Nr.                      | 82130000                                                                                           |
| GMDN Code                                                                                                                                                                        | 13481                                                                                                                                  | GTIN                          | 04046826175221                                                                                     |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                     | 1 (EU MDR)                                                                                                                             | UMDNS-Code                    | 13-481                                                                                             |
| Klassifizierung                                                                                                                                                                  | 1 (EU MDR)                                                                                                                             | Basis UDI-DI                  | 4046826;N001;01;WC                                                                                 |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                     | 0,121                                                                                                                                  | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                                                                                           |
| Latex frei                                                                                                                                                                       | nicht zutreffend                                                                                                                       | Aufbereitungsanweisung        |                                                                                                    |
| <div></div>    |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                    |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.63 (Katalog Orthopädie )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzng) |                               |                                                                                                    |
| Hauptbild                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | Detailbild                    |                                                                                                    |
| <div></div> |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                    |
| Maße                                                                                                                                                                             | 20cm                                                                                                                                   | Beschichtung                  | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                    |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                                                                                        |                               |                                                                                                    |
| Hauptteil<br>Schraube                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                            |                               |                                                                                                    |