








Produktdatenblatt REF 26.29.01

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	26.29.01	Nagata Aurikular Elevat d/e16cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35048	GTIN	04046826035037
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Gewicht (kg)	0,050	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	16cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		