








Produktdatenblatt REF 26.39.10

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 26.39.10 | Miller Knochenkür d/e2mm 17cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 31335 | GTIN | 04046826035273 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Gewicht (kg) | 0,039 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 2mm 17cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |