







Produktdatenblatt REF 26.44.22

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	26.44.22	Lempert Raspat2.0mm 17cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35559	GTIN	04046826035433
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,026	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	2.0mm 17cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		