






## Produktdatenblatt REF 26.44.28

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	26.44.28	Lempert Raspat3.5mm 17cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35559	GTIN	04046826035471
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,026	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie ) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie ) 450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	3.5mm 17cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		