







Produktdatenblatt REF 26.64.16P

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Artikel | 26.64.16P | Raspat6mm 18.5cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 35559 | GTIN | 04046826431525 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | ja | Aufbereitungsanweisung | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | |  | |
| Maße | 6mm 18.5cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Griff | 1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |