








Produktdatenblatt REF 26.69.20P

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	26.69.20P	Raspat ger5mm 20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35559	GTIN	04046826431709
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	5mm 20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		