







## Produktdatenblatt REF 26.73.13

11.12.2025

| Allgemeine Daten   |  |                        |                         |
|--|--|------------------------|-------------------------|
| Artikel  | 26.73.13   | Raspat13mm 28cm        |                         |
| VK-Einheit   | Stück  | Zoll Nr.               | 90189084                |
| GMDN Code  | 35559  | GTIN                   | 04046826036126          |
| Risikoklasse   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code             | 11-084                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)   | Basis UDI-DI           | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Gewicht (kg)   | 0,150  | Gebrauchsanweisung     | GATDR00X                |
| Latex frei   | nicht zutreffend   | Aufbereitungsanweisung | MPK24-1                 |
|      |  |                        |                         |
| Medicon Medien   | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.63 (Katalog Orthopädie ) |                        |                         |
| Hauptbild  |  | Detailbild             |                         |
|   |  |                        |                         |
| Maße   | 13mm 28cm  | Beschichtung           |                         |
| Lagerungsbedingungen   |  |                        |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich   |  |                        |                         |
| Werkstoffe   |  |                        |                         |
|  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)  |                        |                         |
| Hauptteil<br>Griff   | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)                                       |                        |                         |