







Produktdatenblatt REF 27.10.70

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	27.10.70	Wagner Hammer kplØ 35mm 540g 24cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32312	GTIN	04046826036539
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-229
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Gewicht (kg)	0,400	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 35mm 540g 24cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	3.3535 (AIMG3) 3.3535 (AIMG3)		