





## Produktdatenblatt REF 28.53.02

11.12.2025

| Allgemeine Daten   |  |                              |                |
|--|--|------------------------------|----------------|
| Artikel  | 28.53.02   | Spannschlüssel for 28.53.00P |                |
| VK-Einheit   | Stück  | Zoll Nr.                     | 90189084       |
| GMDN Code  | 10825  | GTIN                         | 04046826039189 |
| Risikoklasse   | 1 (EU MDD)   | UMDNS-Code                   | 10-825         |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDD)   | Basis UDI-DI                 |                |
| Gewicht (kg)   | 0,055  | Gebrauchsanweisung           |                |
| Latex frei   | nicht zutreffend   | Aufbereitungsanweisung       | MPK01          |
|   |  |                              |                |
| Medicon Medien   | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.63 (Katalog Orthopädie ) |                              |                |
| Hauptbild  |  | Detailbild                   |                |
|  |  |                              |                |
| Lagerungsbedingungen   |  |                              |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                 |  |                              |                |
| Werkstoffe   |  |                              |                |
|  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)  |                              |                |
| Hauptteil  | 1.4021 (X20Cr13)   |                              |                |