







Produktdatenblatt REF 28.61.08P

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 28.61.08P | Lexer Flachmeißel 8mm 18cm Mini | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 10825 | GTIN | 04046826431921 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-825 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | ja | Aufbereitungsanweisung | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 8mm 18cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Griff | 1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |