








Produktdatenblatt REF 28.66.35

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 28.66.35 | Dahmen Flachmeißel gew5mm 30cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 10825 | GTIN | 04046826039820 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-825 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Gewicht (kg) | 0,140 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 5mm 30cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Griff | 1.4034 (X46Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201) | | |