








## Produktdatenblatt REF 28.66.40P

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |  |                                 |                         |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Artikel   | 28.66.40P  | Dahmen Flachmeißel gew10mm 30cm |                         |
| VK-Einheit  | Stück  | Zoll Nr.                        | 90189084                |
| GMDN Code   | 10825  | GTIN                            | 04046826432454          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                      | 10-825                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)   | Basis UDI-DI                    | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Gewicht (kg)  | 0,000  | Gebrauchsanweisung              | GATDR00X                |
| Latex frei  | ja   | Aufbereitungsanweisung          | MPK20-1                 |
|     |  |                                 |                         |
| Medicon Medien  | 450.00.63 (Katalog Orthopädie )                          |                                 |                         |
| Hauptbild   |  | Detailbild                      |                         |
|    |  |                                 |                         |
| Maße  | 10mm 30cm  | Beschichtung                    |                         |
| Lagerungsbedingungen  |  |                                 |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |  |                                 |                         |
| Werkstoffe  |  |                                 |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                          |                                 |                         |
| Hauptteil<br>Griff  | 1.4034 (X46Cr13)<br>PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |                                 |                         |