



Produktdatenblatt REF 28.67.08P

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikel | 28.67.08P | Dahmen Hohlmeißel8mm 30cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 10825 | GTIN | 04046826432546 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-825 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | ja | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |



| | |
|----------------|---------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.63 (Katalog Orthopädie) |
|----------------|---------------------------------|

Hauptbild

Detailbild



| | | | |
|------|----------|--------------|--|
| Maße | 8mm 30cm | Beschichtung | |
|------|----------|--------------|--|

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|--------------------------------------|
| Hauptteil | 1.4034 (X46Cr13) |
| Griff | PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |