







Produktdatenblatt REF 28.67.34

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	28.67.34	Dahmen Hohlmeißel gew4mm 30cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	10825	GTIN	04046826040017
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Gewicht (kg)	0,140	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	4mm 30cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4034 (X46Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201)		