







## Produktdatenblatt REF 28.67.38P

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	28.67.38P	Dahmen Hohlmeißel gew8mm 30cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	10825	GTIN	04046826432645
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	8mm 30cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		