








## Produktdatenblatt REF 29.57.76P

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |  |                          |                         |
|---|--|--------------------------|-------------------------|
| Artikel   | 29.57.76P  | Löffel gez ger3.5mm 39cm |                         |
| VK-Einheit  | Stück  | Zoll Nr.                 | 90189084                |
| GMDN Code   | 31335  | GTIN                     | 04046826459598          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code               | 13-508                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)   | Basis UDI-DI             | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Gewicht (kg)  | 0,143  | Gebrauchsanweisung       | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend   | Aufbereitungsanweisung   |                         |
|     |  |                          |                         |
| Medicon Medien  |  |                          |                         |
| Hauptbild   |  | Detailbild               |                         |
|    |  |                          |                         |
| Maße  | 3.5mm 39cm   | Beschichtung             |                         |
| Lagerungsbedingungen  |  |                          |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |  |                          |                         |
| Werkstoffe  |  |                          |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                          |                          |                         |
| Hauptteil<br>Griff  | 1.4021 (X20Cr13)<br>PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |                          |                         |