







Produktdatenblatt REF 31.04.03

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Artikel | 31.04.03 | Ruskin Hohlmeißelzng ger3mm 15cm Mini | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 32853 | GTIN | 04046826042967 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-243 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R001;04;ag;3V |
| Gewicht (kg) | 0,099 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | |  | |
| Maße | 3mm 15cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Schraube | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Sonstiges | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |