







Produktdatenblatt REF 31.30.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	31.30.23	Stille Hohlmeißelzng ger23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32853	GTIN	04046826043155
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-243
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Gewicht (kg)	0,368	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		