







Produktdatenblatt REF 31.31.83

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Artikel | 31.31.83 | Stille Hohlmeißelzng seitw geb23cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 32853 | GTIN | 04046826043254 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-243 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R001;04;ag;3V |
| Gewicht (kg) | 0,322 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | |  | |
| Maße | 23cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Schraube | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Sonstiges | 1.4021 (X20Cr13) | | |