







Produktdatenblatt REF 31.61.36

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	31.61.36	Sypert Hohlmeißelz36cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32853	GTIN	04046826043384
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-243
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Gewicht (kg)	0,350	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	36cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		