







## Produktdatenblatt REF 329.80.02

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	329.80.02	Chompret Synd16cm Fig 2	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90184990
GMDN Code	35559	GTIN	04046826178772
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-667
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Gewicht (kg)	0,030	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	16cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4034 (X46Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		