







## Produktdatenblatt REF 33.70.27

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| Artikel   | 33.70.27  | Liston Stille Knochensplitter Zg ger28cm  |                         |
| VK-Einheit  | Stück   | Zoll Nr.  | 90189084                |
| GMDN Code   | 10455   | GTIN  | 04046826043681          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code  | 15-670                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)  | Basis UDI-DI  | 4046826;B;R001;04;ag;3V |
| Gewicht (kg)  | 0,540   | Gebrauchsanweisung  | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend  | Aufbereitungsanweisung  | MPK23-1                 |
|   |   |   |                         |
| Medicon Medien  | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.63 (Katalog Orthopädie ) |   |                         |
| Hauptbild   |   | Detailbild  |                         |
|   |   |  |                         |
| Maße  | 28cm  | Beschichtung  |                         |
| Lagerungsbedingungen  |   |   |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |   |   |                         |
| Werkstoffe  |   |   |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)   |   |                         |
| Hauptteil   | 1.4021 (X20Cr13)  |   |                         |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)  |   |                         |
| Sonstiges   | 1.4021 (X20Cr13)  |   |                         |