







## Produktdatenblatt REF 35.45.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	35.45.23	Ulrich Knochenhaltezg ger23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46751	GTIN	04046826044015
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-670
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,280	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
<b>Hauptteil</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Schraube</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Sonstiges</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		