






Produktdatenblatt REF 35.80.18

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 35.80.18 | Lowman Knochenhalteklammer18cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 46751 | GTIN | 04046826044251 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-670 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Gewicht (kg) | 0,202 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 18cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Schraube | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |