







Produktdatenblatt REF 40.25.96

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Artikel | 40.25.96 | Lister Excentric Verband Schere 16cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 82130000 |
| GMDN Code | 13481 | GTIN | 04046826044473 |
| Risikoklasse | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-481 |
| Klassifizierung | 1 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;N001;01;WC |
| Gewicht (kg) | 0,085 | Gebrauchsanweisung | GATDN00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 16cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Schraube | 1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |