






Produktdatenblatt REF 44.30.25

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	44.30.25	Wartenberg Sensibilitätsprüfer18cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47164	GTIN	04046826046439
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-043
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Gewicht (kg)	0,057	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	18cm	Beschichtung	Beim Eloxieren wird durch Anreicherung von Titan eine Hartematerialschicht auf Aluminiumbauteilen erzeugt, diese kann zusätzlich eingefärbt werden
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Griff	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Sonstiges	2.0401 (CuZn39Pb3)		