






Produktdatenblatt REF 44.37.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	44.37.20	stahllineal rostfrei20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90178010
GMDN Code	44796	GTIN	04046826046507
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Gewicht (kg)	0,013	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		