






Produktdatenblatt REF 44.38.30

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	44.38.30	Finger Goniometer 14.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33651	GTIN	04046826046569
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-893
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Gewicht (kg)	0,039	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	14.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		