




Produktdatenblatt REF 44.51.70

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	44.51.70	Diagnosestation Wandmod Oto/Ophthalmoskop230V	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826046897
Risikoklasse	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	3,564	Gebrauchsanweisung	
Latex frei		Aufbereitungsanweisung	KEIN MP
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	230V	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		