



Produktdatenblatt REF 45.30.00

11.12.2025


Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.00	McIntosh KI Laryng Spatel Fig 0	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46827	GTIN	04046826534080
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Klassifizierung	10 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien 453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre)

Hauptbild

Detailbild



McINTOSH	
45.30.00	a = 57 mm
45.30.01	a = 68 mm
45.30.02	a = 90 mm
45.30.03	a = 110 mm
45.30.04	a = 130 mm

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)