



## Produktdatenblatt REF 45.30.05

11.12.2025

| Allgemeine Daten |                  |                               |                    |
|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| Artikel          | 45.30.05         | Miller KI Laryng Spatel Fig 0 |                    |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                      | 90189084           |
| GMDN Code        | 46827            | GTIN                          | 04046826535278     |
| Risikoklasse     | 1 (EU MDR)       | UMDNS-Code                    | 15-076             |
| Klassifizierung  | 10 (EU MDR)      | Basis UDI-DI                  | 4046826;N004;05;XR |
| Gewicht (kg)     | 0,000            | Gebrauchsanweisung            | GATDN00X           |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung        |                    |



|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre) |
|----------------|------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10)            |