





## Produktdatenblatt REF 45.30.09

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |  |                               |                    |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| Artikel   | 45.30.09   | Miller KI Laryng Spatel Fig 4 |                    |
| VK-Einheit  | Stück  | Zoll Nr.                      | 90189084           |
| GMDN Code   | 46827  | GTIN                          | 04046826534752     |
| Risikoklasse  | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                    | 15-076             |
| Klassifizierung   | 10 (EU MDR)  | Basis UDI-DI                  | 4046826;N004;05;XR |
| Gewicht (kg)  | 0,000  | Gebrauchsanweisung            | GATDN00X           |
| Latex frei  | nicht zutreffend   | Aufbereitungsanweisung        |                    |
|   |  |                               |                    |
| Medicon Medien  | 453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre)<br>453.32.00 (FlexiTrac - Bauchdeckenhalter-System Broschüre) |                               |                    |
| Hauptbild   |  | Detailbild                    |                    |
|   |  |                               |                    |
| Lagerungsbedingungen  |  |                               |                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |  |                               |                    |
| Werkstoffe  |  |                               |                    |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)  |                               |                    |
| Hauptteil   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |                               |                    |