






## Produktdatenblatt REF 45.30.14

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.14	Stand Griff m Batteriecont m Xenonlampe	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46830	GTIN	04046826534387
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Klassifizierung	10 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		