





Produktdatenblatt REF 45.30.16

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.16	Xenonlampe allein3.5V	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826535070
Risikoklasse	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDR)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN004
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre) 453.32.00 (FlexiTrac - Bauchdeckenhalter-System Broschüre)		
Hauptbild		Detailbild	
Maße	3.5V	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		