



Produktdatenblatt REF 45.30.18

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.18	Griff schlank m IndukTiv Akku m Xenonlampe	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46830	GTIN	04046826534400
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Klassifizierung	10 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre) 453.32.00 (FlexiTrac - Bauchdeckenhalter-System Broschüre)
----------------	--

Hauptbild

Detailbild



Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)