



Produktdatenblatt REF 45.30.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.20	Induktiv Ladegerät f Stand Griff m Ind Akku m LED110-240V	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	85044085
GMDN Code	60909	GTIN	04046826534622
Risikoklasse	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK14
			
Medicon Medien	453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre)		
Hauptbild		Detailbild	
Maße	110-240V	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		