



Produktdatenblatt REF 45.30.23

11.12.2025


Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.23	McIntosh Spatel Flexitip	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46827	GTIN	04046826535285
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Klassifizierung	10 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre)
----------------	--

Hauptbild

Detailbild



McINTOSH - FlexiTip	
45.30.21	a = 90 mm
45.30.22	a = 110 mm
45.30.23	a = 130 mm

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)