



Produktdatenblatt REF 45.30.24

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.24	autoklavierbar LED Mittlere Laryng Griff2.5V LED	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46830	GTIN	04046826535155
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Klassifizierung	10 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	453.11.01 (Fiber Optik Laryngoskope Broschüre) 453.32.00 (FlexiTrac - Bauchdeckenhalter-System Broschüre)		
Hauptbild		Detailbild	
Maße	2.5V	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		