



Produktdatenblatt REF 45.30.34

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	45.30.34	Ersatzteil2.0W 3.5V LED	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826534851
Risikoklasse	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDR)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	2.0W 3.5V	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		