



Produktdatenblatt REF 45.48.70

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.48.70	Kryptonlampe allein2.5V	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	85392198
GMDN Code	60909	GTIN	04046826048617
Risikoklasse	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,002	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	KEIN MP
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	2.5V	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		